

medi ROM[®] Walker

Bota medi Walker regulável

Indicações

- pós-ligamentoplastia e cirurgia do tendão
- para tratamento pós-operatório e conservativo de fracturas da tibia
- fracturas deslocadas da articulação do calcâneo
- tratamento conservativo de lesões da biqueira e centro do pé e do tarso
- após refixação de ligamentos e deslocação do tendão peroneal
- para instabilidade ligamentosa crónica
- tratamento de acompanhamento após fracturas do calcâneo maléolo medial
- para terapia funcional inicial após tratamento cirúrgico conservativo para ruptura do tendão de Aquiles

Modo de acção

- ângulo de articulação fixo opcional ou excursão parcial; permite a mobilização funcional inicial
- flexão plantar: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- flexão dorsal: 20°, 10°, 0°
- imobilização a cada definição de ângulo 10°
- marcha fisiológica graças ao design especial da sola

Características

- nova articulação patenteada "QuickSet" (muito fácil de usar)
- disponível em 3 tamanhos, ajustável a todas as circunferências
- tala de protecção para estabilização da parte inferior da perna
- conjunto de almofadas separadas para um ajuste perfeito do pé na ortótese
- o sistema de velcro permite inspecção da ferida e higiene pessoal sem problemas
- conjunto de 3 cunhas de calcanhar disponível para alívio do tendão de Aquiles
- o calcanhar aberto minimiza a pressão na parte de trás do calcanhar
- também disponível como bota medi Walker (sem articulação ROM)



medi ROM Walker



Bota medi Walker



nova articulação patenteada "QuickSet"

medi ROM Walker				
tamanho	tam. sapato UE	tam. sapato RU	n.º artigo	n.º artigo
			medi ROM Walker	medi Walker boot
S	32-38	1-5	G.160.002	G.190.002
M	37-43	4-9	G.160.003	G.190.003
L	42-48	8-13	G.160.004	G.190.004