

# Stabimed® pro

Joelheira funcional e macia, feita em material Airtex medi

## Indicações

- instabilidades ligeira a moderada da articulação do joelho
- lesões no menisco
- alterações traumáticas ou degenerativas da articulação do joelho
- como protecção nas fases posteriores à reabilitação

## Modo de acção

- estabilização colateral da articulação do joelho graças a barras laterais
- prevenção de hiperextensão
- joelheira macia com efeito de compressão e proprioceptivo

## Características

- articulações policêntricas muito finas ocultas na joelheira; utilizável em desportos de contacto
- feita em material Airtex medi, respirável e que afasta a humidade
- utilização muito confortável graças ao material de rede persistente atrás
- versão de enfiar (fechada)




atrás (material de rede)

## Vantagens do produto



medi airtex



15 cm

## Stabimed pro

tamanho	circunferência cm	número do artigo
XS	31 – 37	G.080.021
S	37 – 45	G.080.022
M	45 – 51	G.080.023
L	51 – 57	G.080.024
XL	57 – 65	G.080.025
XXL	65 – 74	G.080.026

medição: circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)