

FICHA TÉCNICA

**FABRICANTE:**

Crawford Healthcare Ltd
King Edward Court, King Edward Road
Knutsford, Cheshire, WA16 0BE, United Kingdom

**DISTRIBUIDOR** exclusivo em Portugal:

Queenlabs – Especialidades Farmacêuticas, Lda.
Rua José Nogueira Vaz, n.º 12 A
2625-099 Póvoa de Santa Iria

NOME COMERCIAL:**KERRAPRO®****CLASSIFICAÇÃO:**

KerraPro® é um dispositivo médico não ativo de classe I não estéril a ser utilizado sobretudo na prevenção do aparecimento de úlceras de pressão.

A Crawford Healthcare declara que este dispositivo médico é fabricado em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições da Diretiva Europeia de Dispositivos Médicos n.º 93/42/CEE alterada pela diretiva 2007/47/CE (anexo VII e IX, regra 1). E obedece ao Sistema da Qualidade aprovado a partir da norma ISO 13485:2003.

ORGANISMO NOTIFICADO:

Não aplicável.

COMPOSIÇÃO:

100% silicone.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

KerraPro® são superfícies de apoio em silicone, redistribuidoras de pressão.

KerraPro® são almofadas 100% compostas por silicone concebidas sob várias formas e espessuras, sendo perfeitamente moldadas a todas as localizações anatómicas

propensas ao aparecimento de úlceras de pressão. E completamente adaptáveis a qualquer situação onde as mesmas possam vir a ocorrer.

KerraPro[®] é feito a partir de silicone puro. O silicone é flexível, resistente e tem a capacidade de redistribuir a pressão e, deste modo, proteger a pele em zonas de proeminência óssea, tais como o calcanhar ou o sacro.

CARACTERÍSTICAS:

Reduz em 97% a pressão sobre as áreas de risco do doente

97% da pressão aplicada sobre a proeminência óssea é dissipada, sendo recebida no local da proeminência óssea apenas 3% da pressão aplicada. Os 97% são dissipados pela almofada de silicone.

Redistribuidoras de pressão

Redistribuem a pressão, externa aplicada, ao longo da almofada de silicone transferindo para a proeminência óssea uma pressão significativamente mais reduzida.

Ajudam a proteger a pele em doentes de risco

Como parte de um programa de prevenção de úlceras de pressão. Este deve incluir também o posicionamento regular do paciente em diferentes decúbitos e a inspeção da pele.

Promove a cicatrização das feridas

A elevada concentração de açúcares provoca a chamada de água para o leito da ferida, arrastando consigo fatores de crescimento que promovem o crescimento de novos tecidos.

Moldável ao formato da proeminência óssea

Disponíveis numa variedade de formas e espessuras para uma diversidade de aplicações.

Confortável

Confortável para o doente.

COMO UTILIZAR:

KerraPro[®] - superfícies de apoio em silicone redistribuidoras de pressão:

- podem ser colocadas diretamente sobre a pele íntegra;
- podem ser mantidas no local com roupas íntimas, fraldas, meias, ligaduras ou malha tubular e fita de silicone.

KerraPro[®] Sacrum/Ankle (sacro/ombro) é perfeitamente moldado e é especialmente indicado para reduzir a pressão na região do sacro. Proporciona também conforto e proteção nas proeminências ósseas, tais como ombros, omoplatas, ancas e tornozelos.

KerraPro[®] HEEL (pé) pode ser utilizado com a forma de almofada de silicone diretamente debaixo do calcanhar (*parte mais comprida debaixo do arco do pé*) ou com a forma de almofada na parte de trás do calcanhar. Também é eficaz em áreas como ombros, joelhos e cotovelos.

KerraPro[®] Strip (tiras) pode ser cortado no comprimento desejado, de modo a fornecer proteção no local dos dispositivos médicos, tais como: máscaras de oxigénio, sondas nasais e outros. Versáteis e flexíveis, podem também ser usadas para envolver as mãos, dedos das mãos, punhos, pés, dedos dos pés e tornozelos.

KerraPro[®] Sheet (folhas) podem ser utilizadas no formato plano ou dobradas. Podem ser facilmente cortadas com a forma e tamanho desejados para uma variedade de aplicações: amortecer a pressão na cabeça e omoplatas, reduzir a pressão entre os joelhos e tornozelos, e proteger os pulsos e as mãos.

QUANDO SUBSTITUIR O PENSO:

KerraPro[®] - superfícies de apoio em silicone redistribuidoras de pressão:

- devem ser lavadas regularmente com água e sabão podendo ser reutilizadas no mesmo doente, enquanto o produto mantiver a sua integridade;
- em situações excecionais, podem ser esterilizadas em autoclave sem perder as

suas propriedades.

INDICAÇÕES: KerraPro® - superfícies de apoio em silicone redistribuidoras de pressão - são utilizadas na prevenção de úlceras de pressão.

ADVERTÊNCIAS: Não aplicar diretamente sobre feridas abertas.

CONSERVAÇÃO: Conservar a temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo do calor, da humidade e da luz.

APRESENTAÇÕES:

Linha KerraPro	Medida	Qt/cx	Ref.
KerraPro Heel	Única	2	KPRO30
KerraPro Sacrum/Ankle	Única	1	KPRO40
KerraPro Strip	30 x 5,0 x 0,3 cm	5	KPRO50
KerraPro Strip	50 x 2,5 x 0,3 cm	5	KPRO60
KerraPro Sheet	10 x 10 x 0,3 cm	5	KPRO10
KerraPro Sheet	10 x 10 x 1,2 cm	5	KPRO20