

# + ORTÓTESES PARA OMBRO E CLAVÍCULA

## + ORTESIS DE HOMBRO Y CLAVICULA

ORTHIA

TAMANHOS / TALLAS  
XS / S / M / L / XL

COR / COLOR




TAMANHOS / TALLAS  
XS / S / M / L / XL

COR / COLOR



TAMANHOS / TALLAS  
S / M / L

COR / COLOR



### SUPORE DE BRAÇO

*Cabestrillo*


O Suporte de Braço ORTHIA possui um apoio do polegar para prevenir lesões do punho e uma alça ajustável para regular a altura do braço.

#### INDICAÇÕES

- Pós-operatório;
- Pós colocação de gesso;
- Luxações ou subluxações.

Medida (cm)

**XS** 20-25, **S** 25-30, **M** 31-36,  
**L** 37-42, **XL** 43-48



El Cabestrillo ORTHIA tiene un apoyo del pulgar para prevenir las lesiones de la muñeca y una correa para ajustar la altura del brazo.

#### INDICACIONES

- Post-operatório;
- Post-colocación de yeso;
- Luxación y subluxación.

Medida (cm)

**XS** 20-25, **S** 25-30, **M** 31-36,  
**L** 37-42, **XL** 43-48

### SUPORE DE BRAÇO COM BANDA TORÁCICA

*Cabestrillo con Banda Torácica*

O Suporte de Braço com Banda Torácica ORTHIA prolonga-se com duas faixas de cada lado dos ombros que se cruzam pelas costas e fecham no peito com velcro.

#### INDICAÇÕES

- Imobilização após traumatismo do ombro e cotovelo, luxação e cirurgia / Contusões e distorções do ombro / Suporte do ombro após hemiplegia ou lesão no plexo-braquial / Lesões do músculo rotador / Fraturas subcapitais estáveis do úmero / Fraturas da homoplata / Subluxações da articulação escapulo-umeral.

Diâmetro caixa torácica (cm)  
**XS** < 60, **S** 60-75, **M** 75-90,  
**L** 90-105, **XL** > 105

El Cabestrillo con Banda Torácica ORTHIA se extiende con dos cintas a cada lado de los hombros, que se cruzan en la espalda y se cierran en el pecho con velcro.

#### INDICACIONES

- Inmovilización post-traumatismo del hombro y del codo, luxación y cirugía / Contusiones, esguinces y torceduras de hombro / Soporte de hombro tras hemiplegia o lesión del plexo braquial / Lesiones del músculo rotor / Fracturas subcapilares estables del húmero.

Diámetro del pecho (cm)  
**XS** < 60, **S** 60-75, **M** 75-90,  
**L** 90-105, **XL** > 105

### IMOBILIZADOR CLAVICULAR

*Inmovilizador de Clavícula*

O Imobilizador Clavicular ORTHIA é composto por uma almofada dorsal onde se cruzam duas precintas que contêm duas almofadinhas de protecção. Dispõe de duas fivelas de passagem da precinta sendo a fixação feita através de velcro.

#### INDICAÇÕES

- Luxações e fraturas da clavícula.

Diâmetro caixa torácica (cm)  
**S** < 85 **M** 85-105 **L** > 105

El Inmovilizador de Clavícula ORTHIA consiste en una pequeña almohada dorsal, en la que se cruzan dos correas que contienen dos almohadillas de protección. Dispone de dos hebillas para la correa, se ajusta mediante velcro fijo en la correa.

#### INDICACIONES

- Luxaciones y fracturas de clavícula.

Diámetro del pecho (cm)  
**S** < 85 **M** 85-105 **L** > 105

As Ortóteses para Ombro e Clavícula ORTHIA oferecem protecção, estabilização e descarga de peso do aparelho locomotor prejudicado (principalmente as estruturas articulares e as partes moles), podendo ser usadas quer nas fases de reabilitação, de treino e de competição, quer mesmo na vida quotidiana.

As Ortóteses para Ombro e Clavícula ORTHIA cumprem as especificações exigidas pela Comunidade Europeia através da Diretiva 93/42/CEE (Marcação CE), alterada pela Diretiva 2007/47/CE, e estão registadas no INFARMED como **Dispositivos Médicos de Classe I**.

Las Ortesis para Hombro y Clavícula ORTHIA ofrecen protección, estabilización y descarga de peso del aparato locomotor alterado (principalmente las estructuras conjuntas y los tejidos blandos) y se puede utilizar ya sea en las etapas de la rehabilitación, la formación y la competencia, o incluso en la vida cotidiana.

Las Ortesis para Hombro y Clavícula ORTHIA cumplen con las especificaciones exigidas por la Comunidad Europea por la Directiva 93/42/CEE (Marca CE), modificada por la Directiva 2007/47/CE, y están registradas como **Productos Sanitarios de Clase I**.