

mediven® elegance

A meia de compressão para maiores exigências.

Indicações

- Insuficiência venosa crónica, estágio I
- Insuficiência venosa crónica, estágio II: atrofia branca, dermatosclerose
- Insuficiência venosa crónica, estágio III: úlceras venosas da perna
- Profilaxia da trombose para pacientes em ambulatório
- Veias varicosas durante a gravidez
- Após escleroterapia/cirurgia das veias varicosas
- Tromboflebite superficial, varicoflebite
- Varicose primária e secundária

Modo de acção

- A mediven elegance combina a eficácia medicinal com a variedade da moda
- Graças à sua transparência, dificilmente se distingue das meias de nylon
- A ampla variedade de cores combina com qualquer moda e estilo

- Ideal para mulheres que gostam de estar na moda.
- Dez cores standard e uma ampla gama de atraentes cores da moda
- Versatilidade como até ao joelho, meia até à coxa, meia-calça e meia-calça para grávidas.

Características

- Fácil de calçar e de descalçar, assenta ainda melhor graças à nova tecnologia do fio.
- Sensação ainda mais suave e aspecto mais fino
- Clima Comfort melhorado para pernas mais leves e menos transpiração
- Elasticidade suave: maior conforto de utilização, graças a maior liberdade para os dedos dos pés e menor pressão no antepé
- Entretela de menor desgaste no AM em virtude da nova técnica da malha
- Reforço do calcanhar para vida extra. Pequeno e não obstrutivo, estende-se à sola do pé. Para as tensões extremas do dia-a-dia

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 120

Estilos		AD	AD curta	AG	AG curta	AG/SN
						
		barriga da perna	barriga da perna curta	coxa	coxa curta	coxa com banda de fixação
Classe1	Artigo n.º	E140x11-7	E147x11-7	E160x011-7	E150x11-7	E16Hx11-7
Classe2	Artigo n.º	E240x11-7	E247x11-7	E260x11-7	E250x11-7	E261Hx11-7
Estilos		AG curta/SN	AM	AM curta	AM/U	AM/U curta
						
		coxa curta com banda de fixação	meia - calça	meia - calça curta	meia - calça de grávida	meia - calça de grávida curta
Classe1	Artigo n.º	E151Hx11-7	E110x11-7	E117x11-7	E120x11-7	E127x11-7
Classe2	Artigo n.º	E251Hx11-7	E210x11-7	E217x11-7	E220x11-7	E227x11-7
Comprimento		2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/meia até à coxa, AM/meia - calça e AM/U collant de gravidez				
Pé		Biqueira fechada com efeito antibacteriano para estilos standard, pé universal para todos os tamanhos, biqueira aberta, estilos disponíveis por pedido especial				
Banda de fixação		Banda de fixação multifuncional em todas as cores, para o modelo de meia até à coxa e até à coxa curta, em silicone, sensível e renda por especial pedido				



As medidas necessárias para a secção maxi da cueca devem ser tiradas na cintura (M) e no maior perímetro da anca (H):

Tamanho standard		
	„M“ = para cintura	„H“ = para anca
I		
II	95 cm e acima	110 cm e acima
III		
IV		
V	120 cm e acima	135 cm e acima
VI		
VII	125 cm e acima	145 cm e acima
Secções maxi de cueca não podem ser encomendadas para peças individuais mediven elegãnce.		

Estilos padrão	
Tamanhos standard	I – VII
Feita à medida	disponível
Modelos especiais	disponível

Compressão

CCL 1, 2

Vantagens do produto

A meia elegante em muitas cores e estilos em voga.



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Soft Elastic



Variety



Cores

O artigo está disponível nas seguintes cores:

S = Standard

M = feita por medida

Estão disponíveis cores das tendências da moda.



S + M Preto



S + M Antracite




S + M Azul



S + M Montana



S + M Sienna




S + M Caramelo




S + M Diamante



S + M Bege



S + M Areia



S + M Branco

Para encomendar

Secção maxi da cueca	Tamanho regular	curta
Classe 1	E1Z0x11-7	E1Z7x11-7
Classe 2	E2Z0x11-7	E2Z7x11-7

mediven® elegance, mediven® plus, mediven® comfort, mediven® active


Standard sem costura

Perímetros	I	II	III	IV	V	VI	VII
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone extra larga	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
eG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
eF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
eE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
eD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
eC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
eB ₁	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
eB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
eY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
eA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35

mediven® forte

Standard sem costura

Perímetro	I	II	III	IV	V	VI	VII
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone	44 – 47	46 – 50	50 – 54	53 – 58	56 – 61	60 – 65	64 – 70
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone extra larga	48 – 53	51 – 57	55 – 61	59 – 65	62 – 70	66 – 74	71 – 80
eG	44 – 53	46 – 57	50 – 61	53 – 65	56 – 70	60 – 74	64 – 80
eF	40 – 47	42 – 51	45 – 55	48 – 58	51 – 62	54 – 67	58 – 72
eE	30 – 37	33 – 40	36 – 42	38 – 44	40 – 46	42 – 48	44 – 50
eD	28 – 33	30 – 35	32 – 37	34 – 39	36 – 41	38 – 43	40 – 45
eC	29 – 34	31 – 36	33 – 38	35 – 40	37 – 42	39 – 44	41 – 46
eB ₁	24 – 26	26 – 28	28 – 31	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39
eB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
eY	28 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	34 – 38	36 – 40	37 – 41
eA	18 – 21	20 – 23	22 – 25	24 – 27	26 – 29	28 – 31	30 – 33



Comprimento

eG normal 72 – 83

eG curto 62 – 71

eD normal 38 – 43

eD curto 33 – 37

Dedos do pé

Standard com biqueira aberta