

mediven[®] plus

A meia de compressão experimentada e testada para ela e para ele.

Indicações

- Após escleroterapia/cirurgia
- Trombose (trombose venosa profunda, síndrome pós-trombótico) com tendência para edema ligeiro
- Varicose na gravidez com tendência para edema moderado
- Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite superficial, varicoflebite) com tendência para edema moderado
- Insuficiência venosa crónica estágio I, II (atrofia branca, dermatosclerose) e III (ulcus cruris venosum) com tendência para edema moderado, após ulcerações graves e com tendência para edema ligeiro a moderado

Modo de acção

A meia de compressão de malha circular é usada para o tratamento de doenças venosas moderadas a graves e veias varicosas, assim como para trombozes. A malha opaca esconde veias varicosas e telangiectasias, é duradoura mas agradavelmente suave para a pele. Altamente recomendadas para coxas sensíveis ou muito largas.

Características

- Sistema patenteado Climafresh e acção antibacteriana para pés mais frescos
- Clima-Comfort para boa respiração e compensação térmica fiável
- O inovador fio duplo de elevada elasticidade torna a meia fácil de calçar e de descalçar
- Novo: o banda de fixação multifuncional mediven, particularmente suave para a pele

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 120

mediven plus		AD	AD curta	AG	AG curta	AG/SN
Estilos						
		barriga da perna	barriga da perna curta	coxa	coxa curta	coxa com banda de fixação
Classe1	Artigo n.º	4140x01-7	4147x01-7	4160x01-7	4150x01-7	4161x01-7
Classe2	Artigo n.º	4240x01-7	4247x01-7	4260x01-7	4250x01-7	4261x01-7
Classe3	Artigo n.º	4340x01-7	4347x01-7	4360x01-7	4350x01-7	4361x01-7
Estilos						
		coxa curta com banda de fixação	meia-calça	meia-calça curta	meia-calça de grávida	meia-calça curta de grávida
Classe1	Artigo n.º	4151x01-7	4110x01-7	4117x01-7	4120x01-7	4127x01-7
Classe2	Artigo n.º	4251x01-7	4210x01-7	4217x01-7	4220x01-7	4227x01-7
Classe3	Artigo n.º	4351x01-7	4360x01-7	4317x01-7	4320x01-7	4327x01-7
Comprimento	2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/meia até à coxa, AM/meia-calça e AM/U/meia-calça de grávida e ceroula para homem - AM/H					
Pé	Biqueira aberta para estilos standard, biqueira fechada com efeito antibacteriano disponível por pedido especial					
Banda de fixação	Banda de fixação de silicone para os modelos de meia até à coxa curta e até à coxa, banda de fixação multifuncional e renda disponível por pedido especial					



Compressão

CCL 1, 2, 3

Vantagens do produto

Agradável para a pele,
durável e opaca.



Clima Comfort



Clima Fresh



Soft Elastic



Variety



Cores

O artigo está disponível nas
seguintes cores:

S = Standard

M = feita por medida



S + M
Preto



S + M
Caramelo



S + M
Bege

mediven plus

Estilos	AMH	AMH curta	AG		AG curta	
						
	ceroula para homem	ceroula para homem curta	coxa com cinto		coxa com cinto curta	
			direita	esquerda	direita	esquerda
Classe1	Artigo n.º 4130x01-7	4137x01-7	4163x01-7	4162x01-7	4153x01-7	4152x01-7
Classe2	Artigo n.º 4230x01-7	4237x01-7	4263x01-7	4262x01-7	4253x01-7	4252x01-7
Classe3	Artigo n.º 4330x01-7	4337x01-7	4363x01-7	4362x01-7	4353x01-7	4352x01-7

Estilos padrão


Tamanhos standard	I – VII
Feita à medida	disponível
Modelos especiais	disponível

mediven® elegance, mediven® plus, mediven® comfort, mediven® active

Standard sem costura							
Perímetros	I	II	III	IV	V	VI	VII
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone extra larga	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
eG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
eF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
eE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
eD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
eC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
eB ₁	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
eB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
eY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
eA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35

mediven® forte

Standard sem costura							
Perímetro	I	II	III	IV	V	VI	VII
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone	44 – 47	46 – 50	50 – 54	53 – 58	56 – 61	60 – 65	64 – 70
eG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone extra larga	48 – 53	51 – 57	55 – 61	59 – 65	62 – 70	66 – 74	71 – 80
eG	44 – 53	46 – 57	50 – 61	53 – 65	56 – 70	60 – 74	64 – 80
eF	40 – 47	42 – 51	45 – 55	48 – 58	51 – 62	54 – 67	58 – 72
eE	30 – 37	33 – 40	36 – 42	38 – 44	40 – 46	42 – 48	44 – 50
eD	28 – 33	30 – 35	32 – 37	34 – 39	36 – 41	38 – 43	40 – 45
eC	29 – 34	31 – 36	33 – 38	35 – 40	37 – 42	39 – 44	41 – 46
eB ₁	24 – 26	26 – 28	28 – 31	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39
eB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
eY	28 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	34 – 38	36 – 40	37 – 41
eA	18 – 21	20 – 23	22 – 25	24 – 27	26 – 29	28 – 31	30 – 33



Comprimento	
eG normal	72 – 83
eG curto	62 – 71
eD normal	38 – 43
eD curto	33 – 37

Dedos do pé	
Standard com biqueira aberta	