

medi SAS® 45

Tala com abdução para o ombro, abdução 45° ou 30°

Indicações

- reconstrução após rupturas da coifa do rotador
- imobilização após implantação de prótese do ombro
- tratamento conservativo ou pós-operatório após bursite subacromial
- rupturas parciais da coifa do rotador
- após acromioplastia
- relaxamento do limbo ventral e dos componentes capsulares após estabilização aberta e artroscópica do ombro
- imobilização conservativa de luxações/deslocamentos do ombro

Modo de acção

- posicionamento lateral com amortecimento ajustado e anatomicamente moldado para aliviar o limbo ventral e a cápsula
- posição de abdução a 30° ou 45° para evitar adesões ao recesso axilar (ombro congelado)
- fixação segura da articulação do ombro graças a almofada de braço adicional
- mobilização pós-operatória, activa e passiva da mão, pulso e articulação do cotovelo
- recuperação funcional fácil; melhora a fisioterapia pós-operatória

Características

- o aperto universal permite usar a tala à direita ou à esquerda, fácil de colocar
- melhor higiene corporal e conforto durante o uso (axila livre)
- alteração opcional de amortecimento 30° para 45°
- apoio confortável para a mão; opção para treinar os músculos do antebraço



uso confortável

O cinto alivia a tracção na área do ombro e do pescoço.



amortecimento anatómico

Suporte fixo garantido; sem deslizamento para uma posição posterior.

SAS 45

°tamanho	med cm	nº artigo
pequeno	up to 104	R.020.202
grande	over 104	R.020.204

medição: circunferência do abdómen