

# protect.OA soft

## Joelheira macia para osteoartrite.

### Indicações

- osteoartrite ligeira a moderada do joelho, medial ou lateral

### Descrição


- correcção do espaço lateral ou medial da articulação
- alívio da dor através da redução do peso no espaço afectado da articulação
- diminui nova irritação da cápsula articular
- cinta macia proprioceptiva e de compressão

### Características

- ângulo varus/valgus ajustável individualmente
- feita em material D-Tex II elástico, respirável e que facilita a circulação da humidade
- limitação da extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão: 0°, 60°, 75°, 90°
- utilização muito confortável devido ao material de rede na parte de trás



parte de trás (material de rede)



#### medição

circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medida no lado medial da coxa)

### protect.OA soft

tamanho	cm	nº artigo varo esq./ varo dir.	nº artigo valgo esq./ valgo dir.
xs	31 – 37	G.762.501	G.763.501
s	37 – 45	G.762.502	G.763.502
m	45 – 51	G.762.503	G.763.503
l	51 – 57	G.762.504	G.763.504
xl	57 – 65	G.762.505	G.763.505
xxl	65 – 74	G.762.506	G.763.506