

Collamed® OA

Joelheira varo/valgo de 3 pontos feita em material Airtex

Indicações


- tratamento conservativo de osteoartrite unilateral, medial ou lateral ligeira a moderada do joelho
- cuidados permanentes a longo prazo onde a cirurgia é contra-indicada
- alívio da pressão pós-operatória e protecção compartimental após fracturas da cabeça tibial, cirurgia de cartilagem, refixação do menisco, osteotomia de correcção
- instabilidade dos ligamentos cruzados com alívio de pressão do compartimento medial ou lateral
- para cuidados funcionais de instabilidades do joelho pré ou pós-operatórios

Modo de acção

- correcção do espaço da articulação lateral ou medial através do princípio de descarga de 3 pontos e da almofada condiliana de descarga insuflável
- alívio de dor reduzindo o suporte de peso no lado afectado do espaço da articulação
- reduz maior irritação capsular da articulação
- joelheira macia de compressão e proprioceptiva

Características

- articulações Physioglide policêntricas com base no princípio da ligação em 4 pontos de apoio
- ângulos varo/valgo ajustáveis individualmente graças a almofada condiliana insuflável
- feita em material Airtex elástico, respirável e que afasta a humidade
- utilização sem problemas em desportos de contacto
- limitação da extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°




almofada condiliana insuflável




sistema de tira

Vantagens do produto



Articulação Physioglide

Um design de articulação policêntrico único que imita na perfeição o movimento de rodar e deslizar do joelho



Collamed OA

| tamanho | circunferência cm | número do artigo | |
|---------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | varus esq./valgus dir. | valgus esq./varus dir. |
| XS | 31 – 37 | G.165.001 | G.166.001 |
| S | 37 – 45 | G.165.002 | G.166.002 |
| M | 45 – 51 | G.165.003 | G.166.003 |
| L | 51 – 57 | G.165.004 | G.166.004 |
| XL | 57 – 65 | G.165.005 | G.166.005 |
| XXL | 65 – 74 | G.165.006 | G.166.006 |

medição: circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)