

# medi SAS® 15

## Tala com abdução para o ombro, abdução 15°

### Indicações

- síndrome de colisão do ombro – em inflamações agudas ou crónicas e após descompressão aberta ou artroscópica e acromioplastia
- reconstrução após rupturas da coifa do rotador
- tratamento conservativo ou pós-operatório após bursite subacromial
- relaxamento do limbo ventral e dos componentes capsulares após estabilização aberta e artroscópica do ombro
- imobilização conservativa de luxações/deslocamentos do ombro

### Modo de acção

- posicionamento lateral com amortecimento justo e anatomicamente moldado para aliviar o limbo ventral e a cápsula
- posição com abdução de 15° para evitar adesões ao recesso axilar (ombro congelado)
- imobilização imediata pós-operatória, activa e passiva da mão, pulso e articulação do ombro abrindo a tala do antebraço sem retirar toda a faixa
- tratamento de acompanhamento funcional inicial; facilita a fisioterapia pós-operatória

### Características

- aperto alternativo da tala para ser usada à direita ou à esquerda, fácil de colocar
- melhor higiene corporal e conforto durante a utilização (axila livre)
- apoio confortável para a mão; opção para treinar os músculos do antebraço
- utilização confortável graças à sua leveza e acolchoamento em veludo

também disponível em versão com tira contínua – sem anel de plástico (medi SAS 15 SB -nº do artigo R.010.402-4)




#### uso confortável

O cinto alivia a tracção na área do ombro e do pescoço.



#### apoio para a mão

O apoio para a mão suporta a mão e permite ligeiros exercícios do antebraço.



#### medi SAS 15

ºtamanho	comp. cm	n.º artigo
S	até 34	R.010.202
M	35 – 39	R.010.203
L	over 39	R.010.204

medição:

comprimento desde o cotovelo até à raiz dos dedos